

# Viking™ M mobiler Lifter

Der Lifter für alle Situationen



Der mobile Viking M Lifter ist ideal für anspruchsvolle Anforderungen beim Heben von Patienten. Sogar in Bereichen mit eingeschränktem Platzangebot ist er leicht zu manövrieren. Trotz seines geringen Gewichts besitzt dieser robuste Lifter aus Aluminium eine Hubkapazität von 205 kg.

## Funktionen und Ihre Vorteile

Steuereinheit mit Informationen über **die Anzahl der Hebevorgänge, den Akkuladestand, eine evtl. Überlastung und die Wartungsfälligkeit**

Optionale **Schnellwechselhaken**, damit die Pflegekräfte einen Hehebügel einfach und schnell austauschen oder eine Waage installieren können

Optionale Armstützen zur **Unterstützung von Patienten während der Mobilisierung** sowie zum erleichterten Manövrieren des Lifters durch Pflegekräfte

**Drei unterschiedliche Höheneinstellungen** für die verschiedensten Hebesituationen


**Intuitive und ergonomisch gestaltete** Handsteuerung mit Anzeigen für geringen Akkuladestand und bei Überschreitung der sicheren Arbeitslast des Lifters

**Umfangreiches Sortiment an Zubehör** verfügbar, u. a. Hebegurte, Hehebügel und Waagen

# Viking M mobiler Lifter



Handsteuerung



Integrierter Akku und Steuereinheit

## Technische Daten

Max. Tragfähigkeit	205 kg
Gewicht	33 kg
Höhe	1340 bis 2020 mm
Schutzklasse	IPX4
Schutzklasse der Handsteuerung	IPX4
<b>Optionen für Hehebügel</b>	
Standard	Universalhebebügel 450 450 mm
Optional	Hehebügel Mini 220 Universalhebebügel 350 Universalhebebügel Twin 670 Kreuzbügel
<b>Fahrgestell</b>	
Höhe	105 mm
Länge	1230 mm
Breite	690 bis 1110 mm
Erweiterung	elektrisch
<b>Rollen</b>	
vorn	75 mm Doppelaufrollen
hinten	75 mm Doppelaufrollen
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Notanhebung</b>	elektrisch
<b>Notabsenkung</b>	manuell und elektrisch

<b>Hubgeschwindigkeit</b> (ohne Last)	36 mm/s
<b>Hubintervall</b>	1270 mm
<b>Max. Hubhöhe</b>	1790 mm
<b>Lautstärke</b>	46 dbA
<b>Akku</b>	Bleigelakku
<b>Ladegerät</b>	integriert
<b>Steuereinheit</b>	
Akustisches Signal bei niedrigem Akkuladestand	wenn Akkuladung < 25 %
Serviceinformationen	angezeigt
Anzahl der Hebevorgänge	angezeigt
Überlast-Anzeige	angezeigt*
Akkuanzeige	angezeigt*
<b>Handsteuerung</b>	verkabelt
<b>Produktnummer</b>	2040045

\*wird auch auf der Handsteuerung angezeigt

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das ungefähr 10.000 Angestellte auf der ganzen Welt beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen in über 100 Ländern konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten zu verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, klinische Abläufe, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Auf der ganzen Welt verfolgen Menschen, Programme und Produkte von Hill-Rom nur ein Ziel: **Optimierte Ergebnisse für Patienten und ihre Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal. Die in dieser Broschüre gezeigten Medizinprodukte sind zur Verwendung bei Patienten in den Abteilungen von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vorgesehen.

Diese Medizinprodukte unterliegen gesetzlichen Bestimmungen und sind dementsprechend mit der CE-Kennzeichnung versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicherem und ordnungsgemäßem Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die ausdrückliche schriftliche Garantie, die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte bezieht.

Hersteller:  
Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå – Schweden

©2016 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.  
Dok.- Nr.: 5DE183307-01, 21 Juli 2016

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**