

LikoGuard™ Deckenliftersystem

Mehr Patientensicherheit



Das neue LikoGuard L- und XL-Deckenliftersystem bietet eine Auswahl an branchenführenden Funktionen wie:

Einen umgestalteten Hebebügel (oben dargestellt) für mehr Patientensicherheit, dank einer am Markt einzigartigen patentierten Konstruktion

Eine leichte, umweltfreundliche Lithiumionenbatterie mit geringer Selbstentladung und Tiefentladeschutz, um Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten

Zwei Optionen für Handbedienung, beide mit Service-, Überlast- und Batterieanzeige. Die LCD-Handbedienung verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche, auf der sich Service- und Benutzerdaten verfolgen lassen (einschließlich Gesamtzahl der Hebevorgänge in einem bestimmten Zeitraum)

Einen patentierten manuellen Notstopp- und Absenkmechanismus, der ohne Werkzeuge, Leitern oder Kraftaufwand einfach zu erreichen, auszulösen und zu bedienen ist

Darüber hinaus wurde das LikoGuard L- und XL-Deckenliftersystem umfangreichen Prüfungen hinsichtlich seiner Flexibilität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unterzogen. Dies beinhaltet:

- 14.000 Hebe-Testzyklen bei maximaler sicherer Arbeitslast
- Kompatibilität mit ausgewählten vorhandenen Liko Hebegurten, Schienen und Zubehör
- Fortdauernde Funktionsfähigkeit bei extremen Temperaturschwankungen
- Umfangreiche Prüfungen der Sicherheit sowohl an kritischen als auch an tragenden Bauteilen

LikoGuard L- und XL-Deckenliftersystem



SlingGuard™ 450



Handbedienung



Notstopmechanismus



An der Wand montiertes Ladegerät

Technische Daten

Sichere Arbeitslast

LikoGuard L	272 kg
LikoGuard XL	363 kg

Gewicht des Hubmotors	14 kg
------------------------------	-------

Maße der Hehebügel

SlingGuard 450	45 x 18,5 cm
----------------	--------------

Hehebügel-Verbindung

fest oder mit Schnellriegelung

Sicherheitsklasse des Hubmotors

IPX4

Sicherheitsklasse der Handbedienung

IPX7

Hubgeschwindigkeit

4-6 cm/s

Hubintervall

230 cm

Notabsenkung

manuell und elektrisch

Notanhebung

elektrisch

Batterie	Lithiumionen 25,2 V/3,8 Ah
Batterieladegerät	integriert
Stromquelle	Ladegerät an der Wand oder in der Schiene montiert
Handbedienung	LED-Anzeige oder hinterleuchtete LCD-Anzeige
Produktnummer	
LikoGuard L-Motor	3301030
LikoGuard XL-Motor	3301040

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das mehr als 7.000 Angestellte in über 100 Ländern beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, klinischen Abläufen, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Hill-Rom Mitarbeiter, Programme und Marken sind alle auf dasselbe Ziel ausgerichtet: **Jeden Tag rund um die Welt optimieren wir die Ergebnisse für unsere Patienten und ihre Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu diesem Produkt bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

www.hill-rom.com

Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal. Die in dieser Broschüre gezeigten Medizinprodukte sind zur Verwendung mit Patienten in den Abteilungen von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vorgesehen.



Diese Medizinprodukte tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen alle anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicherem und ordnungsgemäßem Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtung verantwortlich.

Hersteller der medizinischen Betten/Matratzen:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 – Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – Frankreich (auch autorisierte EU-Vertretung)
 Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 – Frankreich
 Völker GmbH - Wullener Feld 79, 58454 Witten – Deutschland
 Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 – USA
 Hersteller der Lifte: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå – Schweden

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die ausdrückliche schriftliche Garantie, die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte bezieht.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Dok.- Nr.: SDE183301-01, 27 Mai 2015

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom