


# Hill-Rom NP50 1-Zonen-Schaumstoffmatratze

Ideal geeignet für den täglichen Einsatz



## Funktionen und Vorteile

- Langlebige Schaumstoffmatratze für kosteneffektive Patientenlagerung
- Beidseitig verwendbar
- Hochelastischer 1-Zonen-Schaumstoff
- Pflegeleicht und hygienisch
- Passt sich an die meisten Bettrahmen und alle Verstellpositionen des Bettes an

# Hill-Rom NP50

## Hochelastische Schaumstoffmatratze

Die Schaumstoffmatratze besteht aus hochelastischem Schaumstoff und bietet Patienten höchsten Komfort. Die Schaumstoffmatratze ist für die meisten Bettrahmen geeignet und passt sich allen Verstellpositionen an. Das Umdrehen der beidseitig verwendbaren Matratze erhöht ihre Lebensdauer.

Der Schaumstoffkern ist komplett von einem wasserdichten, dennoch wasserdampfdurchlässigen, bakteriostatischen und fungistatischen Polyurethan-Schutzbezug umschlossen, der sich leicht reinigen und desinfizieren lässt und somit Patienten und Pflegepersonal eine maximale Hygiene gewährleistet.



## Die Matratze ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Standardgröße: 198 cm

+5 cm

### Technische Daten

#### Matratze (individuelle Größen sind lieferbar)

Länge	198 oder 203 cm
Breite	85 oder 90 cm
Höhe	14 cm

#### Gewährleistung

Hill-Rom gewährt auf den Schaumstoff und den Bezug eine Gewährleistung von 2 Jahren. Ausführliche Informationen zu gewährten Garantieleistungen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort.

Sichere Arbeitslast	250 kg
Empfohlenes Therapiegewicht	30 bis 150 kg
Nähte	genäht

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das mehr als 10.000 Angestellte auf der ganzen Welt beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens in über 100 Ländern konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten zu verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, Patientenüberwachung und Diagnostik, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Menschen, Produkte und Programme von Hill-Rom verfolgen nur ein Ziel: **Jeden Tag rund um die Welt optimieren wir die Ergebnisse für Patienten und ihre Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Die NP50-Matratzen von Hill Rom tragen in verschiedenen Umfeldern der Gesundheitsversorgung zur Prophylaxe von Dekubitus bei Patienten ohne oder mit geringem Risiko und einem Gewicht zwischen 30 kg und 150 kg und einer Mindestgröße von 1,46 m bei.

Klasse I

Hersteller: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Frankreich

Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich. Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.  
Dok.-Nr.: 5DE116305-03, 03 Oktober 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**